


# KaVo ENDOadvance:

## Контролируемая обработка корневого канала

благодаря сцеплению, гарантирующему  
безопасность, и подсветке KaVo 25.000 Люкс.  
Используется со всеми системами  
стандартных NiTi - файлов



- Безопасность работы за счет 4х-ступенчатого ограничения крутящего момента (0,25/0,5/ 1,0/3,0 Нсм)

- Понижение оборотов 120:1
- Очень маленькая головка, расположенная под углом 100° для свободного доступа в любой корневой канал
- Удобный баланс в комбинации с микромотором
- Поверхность Plasmatec, способствующая надежному удержанию инструмента в процессе работы



KaVo. Dental Excellence.

ООО "КаВо Дентал Руссланд", 198005, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 130 "А"  
тел.: (812) 331 8696; факс: (812) 251 0655, e-mail: kavo@kavodental.ru, www.kavodental.ru