

KaVo. Турбинные, прямые и угловые наконечники

Настоящие мастера не знают компромиссов

KaVo *Master Series*

GENTLEsilence LUX 8000 B

COMFORTdrive 200 XD

Угловой наконечник GENTLEpower LUX 25 L

Головка INTRA LUX 68 LH



KaVo. Dental Excellence.

Качество, проверенное временем



Качество KaVo

Опыт, накопленный в течение 100 лет, и более **пяти миллионов наконечников**, проданных во всем мире, подтверждают высокое качество продукции фирмы KaVo:

- > В производстве нашей продукции мы делаем наибольший акцент на точности, у нас очень высокие стандарты качества. Для обеспечения высококачественного результата сборка инструментов производится в стерильном цехе завода в г. Биберахе.
- > До 70% изготовленных другими производителями наконечников требуют серьезного ремонта в первые четыре года, в сравнении лишь **30%** наконечников, произведенных KaVo, нуждаются в подобном ремонте. Это безусловный показатель **качества инструментов** и, соответственно, лидирующих позиций компании KaVo на стоматологическом рынке (источник: опрос GfK ZaBus, март 2009 года).
- > **98% повторных покупок** отражают уровень **полного удовлетворения** стоматологов качеством нашей продукции.
- > **Регулярная сертификация** обеспечивает постоянный высокий уровень качества. Компания KaVo сертифицирована в соответствии с EN ISO 9001 и EN ISO 13485.

Инновации KaVo

Более чем 2 200 патентов и зарегистрированных инновационных разработок в области производства стоматологического оборудования - яркий вклад в ежедневный успех и продвижение компании KaVo:

- > **KaVo COMFORTdrive**, первый угловой наконечник со встроенным электрическим двигателем, сочетает в себе мощность турбины и легкость углового наконечника.
- > **Заменяемый KaVo Spray микрофильтр** оптимизирует охлаждение аэрозоля и уменьшает стоимость услуг.
- > **Автоматический клапан регулировки давления** обеспечивает постоянное высокое качество работы, одновременно поддерживая длительный срок службы.
- > **Запатентованные углы головки и колена наконечника KaVo, соответственно в 100° и 19°**, обеспечивают оптимальный доступ к области препарирования и обработки.

Преимущества системы KaVo

Эффективность и надежность вложений:

- > Модернизируйте свой наконечник, заменив обычную галогенную лампочку на светодиод KaVo MULTI LED, **не совершая лишних трат.**
- > **Обратите внимание на необходимость запасных частей** – их наличие значительно увеличивает защиту Ваших вложений.
- > Во всех новых разработках мы ставим акцент на системность решений от KaVo, позволяющую Вам модифицировать Ваше оборудование наиболее **выгодным** способом.

Безопасность KaVo

Компания KaVo уделяет большое внимание **безопасности лечения** и работы с оборудованием, защищает стоматологов, ассистентов и пациентов во время лечения. Как KaVo добивается этого, видно из нескольких практических примеров:

- > **Сила удержания цанги** до 30 Н намного превышает любые стандартные требования и обеспечивает надежную фиксацию боров.
- > **Инновационные гигиенические решения**, такие как встроенные клапаны обратного всасывания в турбинах серии GENTLEsilence и легкоочищаемые и стерилизуемые поверхности, защищают от перекрестной контаминации.



Более  миллионов наконечников продано во всем мире

100 KaVo



KaVo *Master Series*



1. Высочайшее качество работы.
2. Максимальный комфорт при лечении.
3. Высокая удовлетворенность пациентов.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo *Master Series*

Оцените высокий уровень качества, надежность и длительный срок службы продукции KaVo.



Успех инструментов серии Master предполагает высокую эффективность лечения пациентов, высочайшее качество лечения и, следовательно, лучшие результаты и высокую удовлетворенность Ваших пациентов.

Серия KaVo Master – Настоящие мастера не знают компромиссов.



1. Высочайшее качество работы.

- > **100 ° угол головки / 19 ° угол колена**, малые размеры пневматической головки улучшают доступ к области моляров.
- > **Направляющая втулка, изготовленная из карбида вольфрама**, практически не изнашивается и обеспечивает центрированное положение бора.
- > **Индивидуальные решения для каждого случая** – большой выбор наконечников для различных клинических ситуаций.






24 месяца гарантии

GENTLEsilence, GENTLEmini,
GENTLEpower, прямые и угловые наконечники.

2. Максимальный комфорт при лечении.

- > **Исключительно низкий уровень шума.**
- > **Покрытие Plasmatec** исключает риск скольжения, удобный захват, улучшенная гигиена.



3. Высокая удовлетворенность пациентов.

- > **Меньше болевых ощущений.**
- > **Меньше шума** означает большую комфортность для пациентов, особенно для детей.
- > **Распылительный микрофильтр** обеспечивает оптимальное охлаждение и защищает зуб от перегрева.



KaVo. Dental Excellence.


GENTLEsilence: низкий уровень шума при высоком крутящем моменте



GENTLEsilence: легкость, бесшумность, мощность

- > **Повышенный комфорт** для стоматолога и пациента благодаря очень низкому уровню шума в процессе лечения (57 дБ(А)).
- > **Превосходная видимость** благодаря очень малым размерам головки (В = 13,1 мм, Ø = 12,5 мм).
- > **Больше пространства** благодаря запатентованному KaVo сочетанию углов 100° головки / 19° колена.
- > **Высокая эффективность** благодаря техническим характеристикам (8000 В: 19 Вт; 4-кратный распылитель спрея, сменный микрофильтр для спрея).
- > **Более гигиеничны:** встроенный клапан обратного всасывания предотвращает попадание загрязненной распыляемой воды.

8000 В кат. № 1.000.0800.
8000 С кат. № 1.000.2800.



GENTLEmini: идеальное дополнение к Вашей коллекции наконечников – теперь с еще меньшей головкой

- > **Превосходная видимость** благодаря очень малым размерам головки (В = 12,1 мм, Ø = 10,8 мм), идеальна для лечения детей и пожилых людей.
- > **Больше пространства** благодаря запатентованному KaVo сочетанию углов 100° головки / 19° колена.
- > **Повышенный комфорт** для стоматолога и пациента благодаря очень низкому уровню шума в процессе лечения (59 дБ(А)).
- > Подходит как для тонких, так и для стандартных боров.

кат. № 1.002.3300.

Стальная головка
для большей прочности



MULTiflex LUX 465 LRN

- > **Удобство** – подходит для различных наконечников.
- > **Экономичность** – просто замените обычную галогенную лампочку на светодиод KaVo MULTI LED.

кат. № 0.553.1550.

COMFORTdrive для работы без усталости

COMFORTdrive 200 XD: мощность, легкость, точность

- > Подходит для стоматологических установок KaVo ESTETICA® E50, E70, E80 и Primus® 1058.
- > Самый легкий электрический угловой наконечник на рынке.
- > Расслабленная работа без усталости благодаря низкому весу (141 г) и небольшой длине (162 мм).
- > Повышенная точность благодаря оптимальному балансу и меньшему давлению на пальцы.
- > Работайте эффективно со скоростью до 200 000 об/мин и выходной мощностью 30 Вт.

кат. № 1.000.5500.



GENTLEpower LUX – превосходная видимость, оптимальная мобильность

GENTLEpower LUX 25 LP: бесшумная работа

- > Передаточное отношение.
- > Удивительно тихая работа без вибрации благодаря трехступенчатой передаче.
- > Повышенный комфорт для стоматолога и пациента благодаря очень низкому уровню шума в процессе лечения (55 дБ(А)).
- > Больше пространства благодаря запатентованному KaVo сочетанию углов 100° головки / 19° колена.
- > Превосходная видимость благодаря очень малым размерам головки (В = 15,0 мм, Ø = 10,3 мм), идеальна для детей и пожилых людей.
- > Повышенная безопасность: сменный микрофильтр обеспечивает оптимальное охлаждение и предотвращает перегрев зуба.

кат. № 1.001.2849.



GENTLEpower LUX – повышенный комфорт и безопасность

Инвестируйте только в один понижающий угловой наконечник. Широкий спектр головок INTRA LUX предлагает Вам полный набор возможностей применения наконечника в различных клинических ситуациях.



GENTLEpower LUX 20 LP

- > Передаточное соотношение 1:1.
- > **Эффективное применение** для экскавации кариеса.
- > Позволяет использовать различные головки INTRA LUX.

кат. № 1.001.7453.



GENTLEpower LUX 7 LP

- > Коэффициент понижения 2,7:1.
- > **Удобство в применении:** возможность использования 17 различных сменных головок.
- > **Совместим** со всеми головками INTRA LUX.

кат. № 1.001.7452.



GENTLEpower LUX 29 LP

- > Коэффициент понижения 7,4:1.
- > **Удобство в применении:** возможность использования 17 различных сменных головок.
- > **Совместим** со всеми головками INTRA LUX.



GENTLEpower LUX 10 LP

- > Передаточное соотношение 1:1.
- > Как для наконечников, так и для боров угловых наконечников.
- > Может применяться для проведения простых технических работ вне полости рта – например, для коррекции протезов.

кат. № 1.001.5660.

Приобретя наконечник GENTLEpower, позже
Вы инвестируете только в головку наконечника
(в дальнейшем новый наконечник не требуется!)
и экономите до

20 000 рублей каждый раз!



INTRA LUX 67 LH 2:1

Для боров под угловые наконечники – имеет защиту от загрязнения и усиленную систему зажима.
Макс. скорость: 20 000 мин⁻¹.
кат. № 0.540.8460.



INTRA LUX 52 LDN 1:1 (миниатюрная головка)

Для миниатюрных боров (16 мм) угловых наконечников.
Макс. скорость: 40 000 мин⁻¹.
кат. № 0.540.1910.



INTRA LUX 66 LU 3:1

Оборудованная шарикоподшипником – для боров угловых наконечников – для эндодонтического применения в сочетании с KaVo GENTLEpower 20 LP и ESTETICA E80 / E70 (эндо-функции).
кат. № 1.004.4587.



INTRA LUX 80 LD 1:1

Для турбинных боров, Ø 1,6 мм.
Макс. скорость: 40 000 мин⁻¹.
кат. № 0.540.1830.



INTRA LUX 62 LDN 10:1 (понижающая головка)

Для боров под угловые наконечники и каналонаполнителей.
Макс. скорость: 2000 мин⁻¹.
кат. № 0.540.8310.



INTRA LUX 31 LR 2:1 (профилактическая универсальная головка)

С резьбой и головкой-носителем – многократное уплотнение против проникновения полировальных паст.
Макс. скорость: 2000 мин⁻¹.
кат. № 0.549.3380.



INTRA LUX EVA 61 LG (профилактическая головка)

Для полировки аппроксимальных поверхностей – ход инструмента 0,8 мм с амортизацией – свободное вращение файла.
Макс. скорость: 10 000 мин⁻¹.
кат. № 0.549.3410.



INTRA LUX 68 LH 1:1

Включает в себя кнопочный зажим – для боров угловых наконечников – имеет защиту от загрязнения и усиленную систему зажима.
Макс. скорость: 40 000 мин⁻¹.

кат. № 0.540.2040.



INTRA LUX Endo 53 LDN

Попеременное вращение на 90° – для файлов с хвостовиком под угловые наконечники.
кат. № 0.549.3780.



INTRA LUX Endo 3 LDSY (эндоодонтическая головка)

Для ручных файлов с диаметром стержня 3,5-4,00 мм. Свободно вращаемый на 360° файл.
Макс. кол-во оборотов - 3.000 мин⁻¹.
кат. № 0.549.3750.



INTRA LUX Endo 3 LD (эндоодонтическая головка)

Для ручных файлов с диаметром стержня 3,5-4,00 мм.
Попеременное вращение на 90°.
кат. № 0.549.3720.



INTRA LUX 22 LA 1:1 (микроголовка)

Включает в себя розен-бор размера 2 и обратный конус размера 2 – для микрохирургии.
Макс. скорость: 20 000 мин⁻¹.
кат. № 0.549.3640.



INTRA LUX Precontrol 61 LRG

Включает в себя 36 положений для полировочных вставок – ход инструмента 0,8 мм с амортизацией.
Макс. скорость: 20 000 мин⁻¹.
кат. № 0.549.3450.



KaVo. Dental Excellence.

QUATTROcare 2104 / 2104 A – позаботьтесь о своих инструментах!



QUATTROcare 2104 / 2104 A

- > Программно управляемый прибор для чистки, смазки и ухода за четырьмя наконечниками и/или турбинами одновременно.
- > Обработка четырех наконечников **занимает всего 60 секунд.**
- > **Увеличивает срок службы** наконечников.

2104 – кат. № 0.411.7600
2104A – кат. № 0.411.7800



KaVo Spray

- > **Ручной** уход за наконечниками.
- > **Эффективная защита** инструментов и воздушных моторов.

кат. № 0.411.9640.



Определиться с выбором теперь легко.
Уверенность в выборе –
уверенность в будущем

Серии наконечников KaVo Master, Expert, Smart – идеальные наконечники для каждого стоматолога.



KaVo

Master Series

Настоящие мастера не знают компромиссов



KaVo

Expert Series

Настоящие эксперты всегда уверены в своих силах



KaVo

Smart

Разумный выбор знатоков

Дополнительные наконечники серии KaVo Expert

Для профилактики и минимально инвазивной стоматологии

- 1.002.7000 DIAGNOdent pen
- 1.004.8400 DIAGNOdent pen display
- 1.004.8400 SONICflex quick 2008 L
- 1.005.9311 SONICflex quick 2008
- 1.007.0540 SONICflex quick 2008 LS
- 1.007.0541 SONICflex quick 2008 S



- 1.005.9328 SONICflex scaler tip set A
(наконечник для снятия
зубного камня, набор A)



- 1.006.2020 SONICflex paro tip set A (набор A)



Дополнительные наборы наконечников доступны для ретро, саги-ех, подготовительных, скошенных, эндодонтических, чистящих насадок.

Хирургия

- 1.002.3693 INTRA LUX CL3-09
- 1.003.7894 INTRA LUX CL3-04



- 1.002.0911 Наконечник INTRA CL10



- 1.001.3421 INTRA LUX SL 550



- 1.001.3439 INTRAsurg 300 plus



- 1.002.8384 INTRAsurg 1000 air
- 1.002.4400 INTRAsurg 1000



➤ Высочайшее качество работы

➤ Максимальный комфорт при лечении

➤ Высокая удовлетворенность пациентов

➤ Превосходная надежность

➤ Высочайшая эффективность

➤ Исчерпывающий ассортимент

➤ Качество от KaVo, проверенное временем

➤ Все преимущества инструментов KaVo

➤ Доступная цена



ООО «КаВо Дентал Руссланд»
190005, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 130а.
Тел.: (812) 331-86-96; факс: (812) 251-06-55. E-mail: kavo@kavodental.ru
109004, Москва, Мартыновский пер., 2. Тел./факс: (495) 797-64-59.
E-mail: kavo.msk@kavodental.ru
Internet: www.kavodental.ru



KaVo. Dental Excellence.